



PY CIPERTRIN L 750ml

Codice prodotto: 1420015

Categoria: PMC

Insetticida - acaricida liquido pronto all'uso. A base solvente.

Registrazione Ministeriale:

n. 21121

Formulazione:

Liquidi

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto: 0.025g

(pari a Estratto di Piretro 50%): 0.05g

Cipermetrina: 0.65g

MGK 264: 1,0g

Caratteristiche:

PY CIPERTRIN L è un insetticida liquido pronto all'uso a base solvente, contenente Cipermetrina e Piretrine di origine vegetale (Chrysanthemum cinerariaefolium estratto) sinergizzate con MGK264, sinergizzante sviluppato in USA. La combinazione dei due principi attivi garantisce un'immediata azione abbattente ed una residualità fino ad 8 settimane. Risulta efficace contro: insetti volanti in genere (mosche e zanzare, compresa la zanzara tigre), insetti striscianti in genere (scarafaggi, formiche, pesciolini d'argento e pulci), insetti delle derrate alimentari: volanti e striscianti, zecche. PY CIPERTRIN L può essere impiegato per il controllo di insetti infestanti in aree interne ed esterne.

Modalità d'impiego:

Applicare PY CIPERTRIN L:

- Con trigger o pompa a bassa pressione o atomizzatore

? Contro insetti striscianti, volanti, insetti delle derrate e zecche:

su superficie non porosa: 1 litro di soluzione ha una resa ottimale per circa 25 m²

su superficie porosa: 1 litro di soluzione ha una resa ottimale per circa 10 m²

? Contro zanzare (compresa la zanzara tigre):

1 litro di soluzione ha una resa ottimale per circa 50 m²

• Con nebulizzatore ULV a freddo a caldo

? Contro insetti volanti (mosche, zanzare e insetti delle derrate):

1 litro di soluzione ha una resa ottimale per circa 400 m³

Avvertenze:

Non contaminare durante l'uso alimenti o bevande o recipienti destinati a contenerne. Nel caso di impiego in impianti nell'industria alimentare, il prodotto non deve comunque venire a contatto diretto o indiretto con alimenti. Nel caso di impiego in ricoveri di animali, allontanare gli animali durante il trattamento.
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

Confezioni di vendita:

Flacone con trigger 1L

Informazioni per lo smaltimento:

Riciclamo insieme			
Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Flacone Trigger	Plastica Materiale composto	HDPE 2 C/PP 92	Raccolta differenziata Raccolta differenziata

NOTE AGGIUNTIVE

L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizione del tuo comune. Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.